



Masque FFP2
avec ou sans
soupape

Bien ajuster son **masque** pour se protéger



1 Se laver les mains,
repérer le haut



2 Passer les élastiques
derrière la tête, de part
et d'autre des oreilles



3 Ajuster le masque
(au besoin pincer
la barrette métallique)



4 Vérifier que le masque
couvre bien le menton



5 Tester l'étanchéité :
couvrir le masque
avec une feuille en plastique
et inspirer, le masque
doit se plaquer sur le visage



6 Après usage,
retirer le masque
par les élastiques

